

Disponibile anche
BAXTER READY PRONTO ALL'USO
 a base di CLOREXIDINA



READY SPRAY
 BAXTER Udder Care

- ✓ GRANDE VERSATILITÀ
- ✓ DISINFETTANTE PRE & POST
- ✓ PER IMMERSIONE: COME SCHIUMA E/O COME LIQUIDO
- ✓ PER TRATTAMENTO SPRAY
- ✓ IDEALE PER ROBOT MUNGITURA



LA PRIMA SCELTA DEGLI ALLEVATORI PROGRESSIVE NEL MONDO



BAXTER™
 Udder Care Products





Testato con successo sul campo secondo il protocollo del National Mastitis Council USA





La sperimentazione è stata condotta presso la **Società Agricola Zilio**, uno dei **principali allevamenti del Nord Italia**, in provincia di Padova, con **1300 vacche in lattazione** ed ha coinvolto 200 vacche per una durata di **tre mesi**.

La progettazione la definizione del protocollo e l'analisi statistica dei risultati, sono state effettuate sotto la supervisione del **Prof. Volker Kroemker (Università di Hannover e Copenhagen)** in qualità di Ricercatore Principale, e del **Prof. Paolo Moroni (Università di Milano e Cornell Univestities)**.

Conclusioni

Baxter post è certificato come post dipping a barriera (incidenza nuove infezioni <1%), efficace per 14 giorni dall'attivazione, non gocciola, ha un basso consumo, e si vede molto bene sui capezzoli. È efficace nel ridurre le infezioni intra mammarie, è sicuro e non ha effetti negativi sulla cute dei capezzoli

% di vacche croniche, mastiti, nuove infezioni e vacche guarite (2019-2024)



Azienda Agricola Zilio di Villafranca Padovana: una storia consolidata

Il parere di Filippo Callegari Herd Manager di Zilio.

«Nel 2022 con la sperimentazione del prodotto, abbiamo introdotto il Baxter nella routine di mungitura per la disinfezione dei capezzoli e i risultati si continuano a vedere nel tempo grazie anche al supporto tecnico che Alta offre.

Pur lavorando con 3 mungiture, è evidente come Baxter mantenga morbida la cute del capezzolo, abbia una gocciolatura quasi assente e il colore sia evidente per controllare l'effettiva applicazione oltre a un buon andamento delle cellule somatiche e delle mastiti».



BIOSSIDO DI CLORO IL PRINCIPIO ATTIVO PIÙ POTENTE

- ✓ **Ampio spettro:** batteri, funghi, lieviti, virus, **Prototheca (alga)** e **Micoplasma** (anche in presenza di **materia organica** e con basso tempo di contatto)
- ✓ **Senza rischi di tossicità** (compatibilità cutanea, ingestione) reprotossicità, carcinogenicità)
- ✓ **Senza residui:** (environmentally safe)

6 Punti chiave per una routine di mungitura efficace

1. Lasciare agire la **schiuma ~ 30 secondi**
2. **Attaccare il gruppo a 90-120 secondi** dalla stimolazione. Anticipare l'attacco provoca solo stress e non accelera i tempi di mungitura in quanto la scarica di ossitocina necessita di questo tempo per un'efficace messa a latte.
3. Impostare una **routine condivisa** con tutti i mungitori. La vacca è un animale **abitudinario!**
4. La mungitura inizia dall'avvicinamento degli animali alla sala. L'adrenalina è **ANTAGONISTA** dell'ossitocina quindi tutte le operazioni devono svolgersi in un **ambiente tranquillo**.
5. **Comunicazione** → chi lavora in sala di mungitura vede più della metà dei problemi (mastiti, zoppie, produzione, pulizia, ecc) per 2-3 volte al giorno, tutti i giorni! Fa in modo che queste informazioni non vadano perdute.
6. **Monitoraggio costante dei dati** → se è importante sapere dove siamo, è ancora più importante capire dove stiamo andando.



Dr.ssa Lucia Dazzi
Baxter Udder Health Specialist

LA POTENZA
DEL BIOSSIDO DI CLORO
DI ULTIMA GENERAZIONE



BAXTER

PRODOTTO DI NUOVA CONCEZIONE PER
L'IGIENE E LA SALUTE DELLA MAMMELLA

PRODOTTO DISINFETTANTE PER LA SALUTE DEI CAPEZZOLI DEGLI ANIMALI DA LATTE. UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE PER LA RIDUZIONE DELLE MASTITI AMBIENTALI E CONTAGIOSE.


PMC PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO – REGISTRAZIONE N° 21116 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Tra tutti i prodotti a base di BIOSSIDO DI CLORO, il più potente tra i principi attivi contro i patogeni della mastite, il BAXTER POST si è dimostrato il più completo sul mercato.


- ✓ Buonissima azione filmante
- ✓ Ottima marcatura del colore
- ✓ Durata del ricostituito di 14 giorni
- ✓ Gocciolatura praticamente assente
- ✓ Consumo ridotto a 3,5 ml per trattamento
- ✓ Massima dermoprotezione
- ✓ Test in vitro (PMC)
- ✓ Test di campo (NMC)
- ✓ Attivazione facile 50:50 (rapporto base-attivatore 1:1)




DISPONIBILE NEI FORMATI
DA 25 KG E 200 KG



ATTIVAZIONE: Versare nell'apposito dosatore la stessa quantità di BASE e di ATTIVATORE, tramite il tappo rubinetto o la pompetta dosatrice. La miscela è attiva dopo SOLO 10" e rimane efficace fino a 14 GIORNI!



Dermoprotezione:
Ben 4 principi attivi!



Emollienti:

GLICERINA, CALENDULA, GLICOLE

- Prevengono perdita di umidità
- Restituiscono strato lipidico
- Azione lenitiva, antinfiammatoria, cicatrizzante (calendula)

Esfolianti: (CIO₂ E ACIDO LATTICO)

- Rimuovono vecchie cellule epiteliali e accelerano il rinnovo del derma

Umettante: SORBITOLO